


tobii dynavox

Техническая поддержка и гарантии

Для устройств Speech Case и Speech Case Pro по желанию можно приобрести гарантийное обслуживание сроком на 1 год. Гарантия покрывает ремонт сменных частей, стоимость работы и обратную отправку.



Варианты корпуса

Устройства Speech Case и Speech Case Pro поставляются в трех цветах: Teal Blue (бирюзово-голубой), Raspberry (малиновый) или Steel Gray (стальной).

Технические характеристики

Тип/Модель	Speech Case / Speech Case Pro
Поддерживаемое оборудование	iPad 9.7" 5-го и 6-го поколений, iPad Pro 12.9" 2-го поколения
Вес	570 г / 816 г
Размеры	249 × 182 × 46 мм / 316 × 234 × 46 мм
Динамики	2 × 31 мм 4 Ом, 3.5 Вт
Разъемы	Micro USB (зарядка), разъем для наушников, 2 порта для подключения к сети
Кнопки	1 × Включение 1 × Регулировка звука
Bluetooth	Bluetooth 3.0
Аккумуляторная батарея	Литий-ионная батарея 15,54 Вт·ч
Время работы батареи	>10 ч. в обычном режиме
Время зарядки батареи	<4 ч.



Сила
самовыражения



Speech Case™ и Speech Case Pro

Отличное решение для альтернативной коммуникации
с использованием iPad или iPad Pro.

Сила быть собой

Устройство Speech Case совместимо только с iPad 9.7" 5-го и 6-го поколений. Устройство Speech Case Pro совместимо только с iPad Pro 12.9" 2-го поколения.

www.tobii.ru
info@tobii-rus.ru

+7 (499) 404-36-56
+7 (926) 539-96-11

tobii dynavox
www.tobiidynavox.com

исток-аудио
ГРУППА КОМПАНИЙ

www.istok-audio.com

исток-аудио
ГРУППА КОМПАНИЙ

Превратите свой iPad в планшет-коммуникатор

Tobii Dynavox Speech Case и Speech Case Pro – специальные чехлы для планшетов Apple iPad® 9.7" и iPad Pro® 12.9", созданные для альтернативной и дополнительной коммуникации. Чехлы имеют мощные встроенные динамики, эргономичный и износостойкий корпус, поддерживают возможность использования выносной кнопки и многое другое.



Альтернативная и дополнительная коммуникация с помощью Tobii Dynavox

Для пользователей iOS-устройств есть уникальное решение, помогающее в коммуникации и позволяющее удовлетворить максимум потребностей. Благодаря специальным чехлам Speech Case и Speech Case Pro больше не нужно отказываться от привычных гаджетов. Теперь их можно использовать не только дома, но и в образовательных учреждениях, специализированных центрах социальной адаптации и абилитации.

Опыт и профессионализм, которым можно доверять

Tobii Dynavox – мировой лидер в области создания решений для альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК). Устройства Speech Case и Speech Case Pro – новейшая разработка высококвалифицированной команды Tobii Dynavox, в которую входят педагоги, практикующие врачи, ученые, инженеры и другие специалисты.



Знакомая технология

для пользователей, предпочитающих ОС iOS, обеспечивает возможность быстрой настройки.



Высочайшее качество звука

за счет встроенных внешних динамиков, которые обеспечивают оптимальное качество и четкость звучания речи, а также самую высокую громкость среди имеющихся на рынке устройств.

Решение для альтернативной и дополнительной коммуникации для iOS-устройств



Непревзойденные износостойкость и удобство использования

благодаря специально разработанному корпусу, встроенной ручке и откидной ножке-опоре. Имеются также отверстия под винт на внешней стороне корпуса для крепления к кронштейну при установке на коляску или кровать.



Множество способов доступа


сканирование кнопок, сенсорный ввод с помощью карточек или клавиатуры: при использовании в ПО Snap + Core First или Communicator 5.

Программные решения для альтернативной коммуникации


Tobii Dynavox предлагает дополнительный пакет программ для решения коммуникативных задач разного уровня с использованием iOS устройств.



Snap™ + Core First® – коммуникационная программа на основе символов, которая предоставляет доступ к системе Core Word, уже зарекомендовавшей себя и подтвердившей свою эффективность. Система позволяет пользователям быстро начать общение и использовать различные функции программы по мере взросления и развития.



Compass – программное обеспечение, создающее возможности для быстрого и эффективного общения, предоставляя широкий выбор средств коммуникации. Имеет опцию, при которой параметры страницы специально отвечают потребностям людей, перенесших инсульт или повреждение головного мозга.



Snap Scene – приложение для изучения языка, используя моментальные снимки из повседневной жизни, которое позволяет научиться естественному общению на примере повседневных ситуаций.